

# Maestro

## Pneumatic Drill

マエストロ エアードリルシステム

・マエストロ イリゲーションポンプ発売



## マエストロ エアードリルシステムの拡充

### マエストロ イリゲーションポンプ



イリゲーションカセット

### マエストロ イリゲーション コンソール 製品特徴

気動式システム マエストロで使用するハイテク電動式イリゲーションポンプ

- フットペダルのON・OFFをセンサーケーブルが感知します。
- 流量コントロールノブにより流量を調節できます。
- 流量ディスプレイにより流量を表示します。
- 自動プライムボタンを押すと、イリゲーションチューブ・クリップの先端まで生食水が行き渡ります。
- イリゲーションカセットは電動式システム コアと共通で、便利なカセット式です。



- イリゲーションチューブはカセット式で装着が簡単
- 装着の状態が確認できます

カタログ番号		
新発売	5400-206-000	マエストロ イリゲーションコンソール(電源コード付、センサーケーブルは別売) ※
新発売	5400-206-001	マエストロ センサーケーブル ※
	5400-050-001	コア イリゲーションカセットシングル 10個入
	OR-5100-50-28	イリゲーションホルダー (ポール)

※ 販売名:オート イリゲーションポンプ



5400-200-000 マエストロ エアードリル



5400-201-000 マエストロ エアードリル ハンドスイッチ付



5400-218-000 マエストロ ユニバーサル フットペダル

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number:IT1-54  
AD/EJ 0m 10/11

Copyright© 2011Stryker  
Printed in Japan

### 日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site  
www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1