

CORE

MIS/Curved Attachments MIS/Burs

MIS/カーブドアタッチメント
MIS/バー



• MISに適したアタッチメント

• MISバーは全てのアタッチメントに装着可能

• 6種類のドリルと接続可能

• 先端外径3.6mmにより広い視野を確保

CORE

MIS/Curved Attachments MIS/Burs



- セットアップが容易
- バーの有効長が変更可能(10mm以内)
- 3種類のバーヘッド形状

カタログ番号	品名
MIS/カーブド アタッチメント (セーバー・マエストロ・スーマックス ハンドピース用)	
5100-120-920	SD/PD MIS アタッチメント ミディアム ストレート
5100-120-922	SD/PD MIS アタッチメント ミディアム カーブ
5100-120-950	SD/PD MIS アタッチメント ロング ストレート
5100-120-952	SD/PD MIS アタッチメント ロング カーブ
U ドリル・UHT ドリルハンドピース用)	
5100-010-920	U-MIS アタッチメント ミディアム ストレート
5100-010-922	U-MIS アタッチメント ミディアム カーブ
5100-010-950	U-MIS アタッチメント ロング ストレート
5100-010-952	U-MIS アタッチメント ロング カーブ

カタログ番号	品名	径mm
MIS カーブバーニューロ		
8420-107-020*	MIS カーブバーニューロ	2.0
8420-107-030*	MIS カーブバーニューロ	3.0
MIS カーブバーダイヤモンドニューロ		
8420-107-120*	MIS カーブバーダイヤモンドニューロ	2.0
8420-107-130*	MIS カーブバーダイヤモンドニューロ	3.0
MIS カーブバーラウンド		
8420-010-010*	MIS カーブバーラウンド	1.0
8420-010-020*	MIS カーブバーラウンド	2.0
8420-010-030*	MIS カーブバーラウンド	3.0

Accessories

カタログ番号	品名
接続可能なハンドピース	
5400-120-000**	コア セーバードリル
5400-200-000	マエストロ エアードリル
5400-201-000	マエストロ エアードリル ハンドスイッチ付
5400-130-000***	コア スーマックスドリル

カタログ番号	品名
接続可能なハンドピース	
5400-110-000**	コア UHT ドリル
5400-100-000**	コア U ドリル

医療機器承認番号	販売名
*22200BZX00705000	ストライカー社 骨手術器械マイクロインストルメント用バー
**22100BZX00475000	ストライカー社 TPSシステム電動式骨手術装置
***22200BZX00706000	ストライカー社 スモールボーン用ハンドピース

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: IT01-68
FN/TL 2m 12/12

Copyright© 2012 Stryker
Printed in Japan

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽 2-6-1 tel: 03-6894-0000
www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1