

ESSx™

Microdebrider

エセックスハンドピース

・米国特許のフラッシュ機能搭載



ESSx Microdebrider

エセックスハンドピース

- 米国で特許取得のフラッシュ機能搭載
 - ・目詰まりを解消し、手術中断のストレスを軽減
 - ・スコープクリーニング効果で良好な視界を確保
- オシレーティングモード 最高回転 5,000RPM
- 人間工学に基づいたデザインで
バランスの良いハンドピース



カタログ番号	品名
5290-601-200	エセックスハンドピース

Cutters and Burs 鼻科用

カタログ番号	品名	径	長さ
5290-628-000	アグレッシブカッター	2.5mm	8cm
5290-638-000		3.5mm	8cm
5290-648-000		4.0mm	8cm
5290-011-000		4.0mm	11cm



カタログ番号	品名	径	長さ
5290-760-100	アグレッシブカッター60°	4.0mm	11cm
5290-740-100	アグレッシブカッター40°	4.0mm	11cm
5290-744-100	アグレッシブカッター12°	4.0mm	11cm



カタログ番号	品名	径	長さ
5290-635-000	アグレッシブ セレイテッドカッター	3.5mm	8cm
5290-645-000		4.0mm	8cm

カタログ番号	品名	径	長さ
5290-740-200	アグレッシブカッター40° コンベックスコープ	4.0mm	11cm

カタログ番号	品名	径	長さ
5290-530-000	ジャガーカッター	3.5mm	8cm
5290-540-000		4.0mm	8cm

カタログ番号	品名	径	長さ
5290-647-000	ラウンドバー	3.0mm	8cm

カタログ番号	品名	径	長さ
5290-340-000	シャープエッジカッター	4.0mm	8cm

Accessories

カタログ番号	品名
0277-200-100	アイスイッチ レシーバー
5400-050-000*	コア コンソール
5290-075-000	イリゲーションカセット 10個入



カタログ番号	品名
0277-100-100	アイスイッチ フットスイッチ



医療機器承認番号 販売名
*22100BZX00496000 ストライカー社COREシステム電動式骨手術装置

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問い合わせください。

◎マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: NE1-7
YM/TL 1m 10/13

Copyright © 2013 Stryker
Printed in Japan

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000
www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1