



T-SAWの特徴


Instrument



① Expansive T-SAW Laminoplasty



② Recapping Laminoplasty




③ Total en bloc Spondylectomy



④ Sacral Amputation Total Sactomy etc...

- ワイヤーとしての極限の細さと、綱（ロープ）としての強靱さを併せ持つ。
- 僅かな間隙でさえ通すことができる。
- 切り幅のロスがなく、切離面が極めてシャープである。
- ノミなどと違い、力の加わる方向が逆方向のため、脊髓、神経根に対して、安全に骨切り操作が行える。
- 切る方向を適宜に変えて、いろいろな切離面（カーブ、ジグザグ）を作成することができる。

T-SAW (Threadwire Saw)



KT-002
0.36
0.54
0.81

Wire Manipulator




KT-013

Wire Guide Tube



KT-014R

Wire Guide



KT-003 M

Borer



KT-030

Wire Clamps × 2




KT-004

Spreader



KT-031

Wire Pulleys Single × 2



KT-005S

Hernia Pusher



KT-057

日本ストライカー株式会社

〒112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 TEL. 03-6894-0000

販売業者 日本ストライカー株式会社
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1

製造販売元

PRO
medical

プロメディカル株式会社

医療機器製造販売業許可番号 17B3X10006

本社 / 〒920-0031 石川県金沢市広岡2-4-2

Tel.076-233-5588

M.A.Laboratory / 〒920-0031 石川県金沢市広岡2-4-2

Tel.076-233-5591