

Solar

Dual Offset Humeral Head

ソーラー トータルショルダーシステム デュアルオフセット上腕骨ヘッド

・ 創意工夫されたヘッドデザイン

・ 360°の調整可能域

・ 4mm、8mmのオフセット選択



ソーラー トータルショルダーシステム デュアルオフセットヘッド

デュアルオフセットデザインにより、
個々の患者に合わせて上腕骨骨頭のオフセット量を
術中に調整する事ができます。

360°の調整可能域

- 無段階のオフセット調整位置
- 正確な骨頭位置の決定可能
- 高いヘッドの引き抜き、トルク強度

デュアルオフセットの選択

4mm オフセット

通常の症例。360°の調整可能域により、殆どの患者に適合します。

8mm オフセット

骨折症例で適切な骨頭の高さを再現。骨頭を8mm近位に回旋させる事により、大きな骨頭コンポーネントを選択する事なく、大結節と肩峰のインピンジメントを予防します。



■ インプラントおよび器具一覧

デュアルオフセットヘッド カタログNo.	サイズ	厚さ	オフセットヘッドトライアル カタログNo.
5352-4015	径40mm	15mm	5910-4015
5352-4018	径40mm	18mm	5910-4018
5352-4515	径45mm	15mm	5910-4515
5352-4518	径45mm	18mm	5910-4518
5352-4521	径45mm	21mm	5910-4521
5352-5015	径50mm	15mm	5910-5015
5352-5018	径50mm	18mm	5910-5018
5352-5021	径50mm	21mm	5910-5021

医療機器承認番号 販売名
 21700BZY00477000 ソーラー トータルショルダーシステム

この印刷物はストラライカーの製品を掲載しています。全てのストラライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストラライカー製品についてご不明な点がありましたら、最寄りの弊社事業所までお問合せください。

◎マークの付いた製品名は、ストラライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: OJ1-16
YM/CO 2m 03/08

Copyright © 2006 Stryker
Printed in Japan

日本ストラライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site
www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者

日本ストラライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1