



Triathlon® Knee

Low Profile Tibial Baseplate

トライアスロン ロープロファイル脛骨トレイ

・低侵襲手術に対応した脛骨トレイ




トライアスロン ロープロファイル脛骨トレイ

低侵襲手術に対応した脛骨トレイ

- ・キール長は全てのサイズで16mm
- ・キールには0.5mmのセメントマントル
- ・PSとCRの両方に対応が可能
- ・通常手術器械セットにロープロファイル脛骨コンポーネント用のキールパンチのみ追加で対応可能



ロープロファイル脛骨トレイ カタログ番号一覧



カタログ番号	サイズ	A/P幅 (mm)	M/L幅 (mm)	キール幅 (mm)	キール長 (mm)
5520-M-100	#1	40	61	40	16
5520-M-200	#2	42	63		
5520-M-300	#3	44	67		
5520-M-400	#4	46	70	52	
5520-M-500	#5	49	74		
*5520-M-600	#6	52	77		

*オプションサイズ

医療機器承認番号

販売名

22200BZX00575000

トライアスロン ロープロファイル脛骨トレイ

この印刷物はストラライカーの製品を掲載しています。全てのストラライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストラライカー製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストラライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: TK1-52
YM/CD 0m 10/10

Copyright© 2010 Stryker
Printed in Japan

日本ストラライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site

www.stryker.co.jp/medical.html

製造販売業者

日本ストラライカー株式会社

550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1