

SILVERGlide®

NON-STICK BIPOLAR FORCEPS

シルバーグライド

ノンスティック バイポーラ フォーセップス



製品シリーズ

PRO SERIES

Keyhole™

Irrigating

Precision

Standard

SILVERGlide®


PRO SERIES シルバークライドプロシリーズ

○ **ハンドル**：軽量で把持しやすく操作性が向上

○ **ガイドストップ**：チップ先のアライメントを整え、より正確なコントロールが可能に

○ **シャフト**：術野へのアクセスや可視性の改善が追求された極細で強固なシャフト

○ **チップ**：熱伝導性の高い銀を採用することで、凝固時の熱を素早く逃がし、焦げ付き組織の付着を抑えます



■ バヨネット型 14.5cm*

カタログ番号	チップ径
6730-145-004	0.4mm
6730-145-007	0.7mm
6730-145-010	1.0mm
6730-145-015	1.5mm



(4.3cm)

■ バヨネット型 16cm*

カタログ番号	チップ径
6730-160-004	0.4mm
6730-160-007	0.7mm
6730-160-010	1.0mm
6730-160-012	1.2mm
6730-160-504	0.4mm 45度アップ



(5.7cm)

■ バヨネット型 19cm*

カタログ番号	チップ径
6730-190-004	0.4mm
6730-190-007	0.7mm
6730-190-010	1.0mm
6730-190-012	1.2mm
6730-190-015	1.5mm
6730-190-020	2.0mm
6730-190-504	0.4mm 45度アップ
6730-190-512	1.2mm 45度アップ
6730-190-612	1.2mm 45度ダウン



(8.7cm)

■パヨネット型 22cm*

(11.7cm)

カタログ番号	チップ径
6730-220-004	0.4mm
6730-220-007	0.7mm
6730-220-012	1.2mm
6730-220-015	1.5mm
6730-220-020	2.0mm
6730-220-107	0.7mm 15度アップ
6730-220-307	0.7mm 30度アップ
6730-220-507	0.7mm 45度アップ
6730-220-512	1.2mm 45度アップ
6730-220-607	0.7mm 45度ダウン
6730-220-612	1.2mm 45度ダウン



■パヨネット型 24cm*

(13.7cm)

カタログ番号	チップ径
6730-240-004	0.4mm
6730-240-007	0.7mm
6730-240-012	1.2mm
6730-240-015	1.5mm
6730-240-020	2.0mm
6730-240-507	0.7mm 45度アップ
6730-240-607	0.7mm 45度ダウン
6730-240-807	0.7mm 80度アップ
6730-240-907	0.7mm 80度ダウン



■パヨネット型 28cm*

(17.6cm)

カタログ番号	チップ径
6730-280-012	1.2mm
6730-280-015	1.5mm



■ストレート型パヨネット 19cm*

(8.7cm)

カタログ番号	チップ径
6735-190-007	0.7mm
6735-190-010	1.0mm
6735-190-310	1.0mm 30度アップ
6735-190-320	2.0mm 30度アップ



SILVERGlide® Keyhole™ Maximum Access Bipolar Forceps

シルバークライドキーホール



■キーホールバヨネット型 14cm*

カタログ番号	チップ径
6750-140-007	0.7mm
6750-140-004	0.4mm



■キーホールバヨネット型 17cm*

カタログ番号	チップ径
6750-170-012	1.2mm
6750-170-007	0.7mm
6750-170-004	0.4mm




■キーホールバヨネット型 20cm*

カタログ番号	チップ径
6750-200-015	1.5mm
6750-200-012	1.2mm
6750-200-007	0.7mm
6750-200-004	0.4mm



■キーホールバヨネット型 23cm*

カタログ番号	チップ径
6750-230-015	1.5mm
6750-230-012	1.2mm
6750-230-007	0.7mm
6750-230-307	0.7mm (30度アップ)
6750-230-107	0.7mm (15度アップ)



■キーホールバヨネット型 25cm*

カタログ番号	チップ径
6750-250-015	1.5mm
6750-250-012	1.2mm
6750-250-007	0.7mm
6750-250-807	0.7mm (80度アップ)
6750-250-907	0.7mm (80度ダウン)
6750-250-507	0.7mm (45度アップ)
6750-250-607	0.7mm (45度ダウン)




■キーホールバヨネット型 28cm*

カタログ番号	チップ径
6750-280-015	1.5mm
6750-280-012	1.2mm





● イリゲーションチューブ
差込口




チップ先端部からの
イリゲーションが
可能になりました。



■ バヨネット型 25cm*

カタログ番号	チップ径	
6740-250-012	1.2mm	
6740-250-007	0.7mm	

■ バヨネット型 22cm*

カタログ番号	チップ径	
6740-220-012	1.2mm	
6740-220-007	0.7mm	

■ バヨネット型 19cm*

カタログ番号	チップ径	
6740-190-012	1.2mm	
6740-190-007	0.7mm	



■ ストレート型 18cm*

(7.5cm)

カタログ番号	チップ径
6725-180-010	1.0mm
6725-180-007	0.7mm



■ バヨネット型 15.5cm*

(5.0cm)

カタログ番号	チップ径
6720-155-015	1.5mm
6720-155-012	1.2mm
6720-155-007	0.7mm
6720-155-004	0.4mm



■ バヨネット型 19cm*

(8.5cm)

カタログ番号	チップ径
6720-190-020	2.0mm
6720-190-015	1.5mm
6720-190-010	1.0mm
6720-190-007	0.7mm
6720-190-004	0.4mm



■ バヨネット型 22cm*

(11.5cm)


カタログ番号	チップ径
6720-220-020	2.0mm
6720-220-015	1.5mm
6720-220-012	1.2mm
6720-220-007	0.7mm
6720-220-004	0.4mm



■ バヨネット型 24cm*

(13.5cm)

カタログ番号	チップ径
6720-240-020	2.0mm
6720-240-015	1.5mm
6720-240-012	1.2mm
6720-240-007	0.7mm
6720-240-004	0.4mm



SILVERGlide® Standard Bipolar Forceps

シルバーグライドスタンダード



■ ジュエラー 10cm*

カタログ番号	チップ径
6715-100-007	0.7mm
6715-100-004	0.4mm



■ アドソン 12.5cm*

カタログ番号	チップ径
6715-125-012	1.2mm
6715-125-007	0.7mm
6715-125-004	0.4mm



■ クッシング 19cm*

カタログ番号	チップ径
6710-190-020	2.0mm
6710-190-015	1.5mm
6710-190-012	1.2mm
6710-190-010	1.0mm
6710-190-007	0.7mm
6710-190-004	0.4mm



■ クッシング 21cm*

カタログ番号	チップ径
6710-210-020	2.0mm
6710-210-015	1.5mm
6710-210-012	1.2mm
6710-210-007	0.7mm



■ スコヴィルグリーンウッド 20cm*

カタログ番号	チップ径
6710-200-015	1.5mm

SILVERGlide® Accessories



■ シルバーグライド 滅菌トレイ

カタログ番号	
6700-002-000	2本収納
6700-005-000	5本収納
6700-010-000	10本収納

カタログ番号	
6700-000-001	チップガード 100個入
6700-000-002	ポリッシングクロス 10枚入

Reconstructive

Hips

Knees

Trauma & Extremities

Foot & Ankle

Joint Preservation

Orthobiologics & Biosurgery

MedSurg

Power Tools & Surgical Accessories

Computer Assisted Surgery

Endoscopic Surgical Solutions

Integrated Communications

Beds, Stretchers & EMS

Reprocessing & Remanufacturing

Neurotechnology & Spine

Craniomaxillofacial

Interventional Spine

Neurosurgical, Spine & ENT

Neurovascular

Spinal Implants

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-Stryker Medical Professional Site

www.stryker.co.jp/mp2/

この印刷物はストライカーの製品を掲載しています。全てのストライカー製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストライカー・グループの登録商標です。

Literature Number: NE1-11
NH/YG 3m 05/14

Copyright© 2014 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀2-1-1