

# Streaming in the right direction

イリゲーション  
スリーブ



## A wave of benefits

- ▶ 高精度なイリゲーション・デリバリーを実現
- ▶ 視野を妨げないスリムでロー・プロファイルなデザイン
- ▶ ソフトでフレキシブルな素材を採用、アタッチメントの形状にフィット
- ▶ アタッチメントに任意の角度で装着することが可能



## Clearing the way for precision

シグネチャー MIS チューブ (13cm, 16cm)、シグネチャーエリートアタッチメント (7cm, 12-20cm) に被せて使用できるロー・プロファイルタイプのイリゲーションスリーブです。コアイリゲーションカセットに接続してご使用いただけます。

## MIS Irrigation Sleeves



### 5407-010-950\*

イリゲーションスリーブ  
シグネチャー MIS13cm  
10 個入り

### 5407-010-970\*

イリゲーションスリーブ  
シグネチャー MIS16cm  
10 個入り

### 〈対応アタッチメント〉

#### 5407-010-950\*

イリゲーションスリーブ シグネチャー MIS13cm 10 個入り

カタログ番号	製品名/規格
5407-120-950	シグネチャー MIS ストレートチューブ/13cm
5407-120-950C	シグネチャー MIS カーブチューブ/13cm
5407-120-950A	シグネチャー MIS アングルチューブ/13cm

#### 5407-010-970\*

イリゲーションスリーブ シグネチャー MIS16cm 10 個入り

カタログ番号	製品名/規格
5407-120-970	シグネチャー MIS ストレートチューブ/16cm
5407-120-970C	シグネチャー MIS カーブチューブ/16cm
5407-120-970A	シグネチャー MIS アングルチューブ/16cm

医療機器届出番号 販売名

\* 13B1X10209000909 イリゲーションスリーブ

## Elite Irrigation Sleeves



### 5407-010-450\*

イリゲーションスリーブ  
エリート 7cm アタッチメント用  
10 個入り

### 5407-010-470\*

イリゲーションスリーブ  
エリート 12-20cm アタッチメント用  
10 個入り

#### 5407-010-450\*

イリゲーションスリーブ エリート 7cm アタッチメント用 10 個入り

カタログ番号	製品名/規格
5407-120-450	シグネチャーエリートストレートアタッチメント/7cm
5407-120-452	シグネチャーエリートアングルアタッチメント/7cm

#### 5407-010-470\*

イリゲーションスリーブ エリート 12-20cm アタッチメント用 10 個入り

カタログ番号	製品名/規格
5407-120-470	シグネチャーエリートストレートアタッチメント/12cm
5407-120-472	シグネチャーエリートアングルアタッチメント/12cm
5407-120-480	シグネチャーエリートストレートアタッチメント/14cm
5407-120-482	シグネチャーエリートアングルアタッチメント/14cm
5407-120-484	シグネチャーエリートストレートフーデットアタッチメント/14cm
5407-120-485	シグネチャーエリートストレートアタッチメント/17cm
5407-120-486	シグネチャーエリートアングルアタッチメント/17cm
5407-120-490	シグネチャーエリートストレートアタッチメント/20cm
5407-120-492	シグネチャーエリートアングルアタッチメント/20cm

## Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: NE1-36  
YN/MI 4m 12/18

Copyright © 2018 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
www.stryker.co.jp/mp2/