


Restoration Modular Revision Hip System

リストラクションモジュラーリビジョンヒップシステム



Restoration Modular Revision Hip System

Features

SIMPLICITY : シンプルな 器械 / 手術手技

- 優れた融通性と操作性
- 近位 / 遠位の 2 ステップリーミング
- 洗練された器械構成

VERSATILITY : 多彩なインプラント / 術中の豊富な選択・操作性

- 多様なデザインと固定性
- 3 種類の近位ボディと 2 種類のステムバリエーション
- AAOS 分類 Type1 - Type4 の幅広い症例に適応可能

STABILITY : 安定した股関節再建可能

- 安定した股関節の再現
- 堅実な固定性の獲得
- 脚長、オフセット、運動機能の再建・回復




Reference



- 1) Source: D'Antonio, J., et al. Classification of Femoral Abnormalities in Total Hip Arthroplasty. Clin Ortho and Rel Research. 1993; Number 296; pp. 133-139.
- 2) Longjohn, D.&Dorr, L. Bone Stock Loss and Allografting: Femur. Revision Total Hip Arthroplasty. 1999, pp.100-111.
- 3) Dreschler, T., Dorr and L. Wagner: "Effects of Shot Peening and Roller-Burnishing on Fatigue Performance of Various Titanium Alloys." The 7th International Conference on Shot Peening.
- 4) Shot Peening Applications, Eighth Edition - Metal Improvement Company, Inc.
- 5) Bergmann et al "Is Staircase Walking a Risk for the Fixation of Hip Implants?" J. Biomech., Vol. 28:535-553, 1995.

Size chart

コーンボディ*1		カルカーボディ*2		ボディ径	オフセット長	ネック長
カタログ番号						
70mm (ボディ長)	80mm (ボディ長)	80mm (ボディ長)	90mm (ボディ長)			
6276-1-019	6276-1-119	6276-4-119	6276-4-219	19mm	34mm	46mm
6276-1-021	6276-1-121	6276-4-121	6276-4-221	21mm	36mm	48mm
6276-1-023	6276-1-123	6276-4-123	6276-4-223	23mm	40mm	54mm
6276-1-025	6276-1-125	6276-4-125	6276-4-225	25mm	44mm	59mm
6276-1-027	6276-1-127	6276-4-127	6276-4-227	27mm		
6276-1-029	6276-1-129	6276-4-129	6276-4-229	29mm		



ブローチボディ*1				
カタログ番号	ボディサイズ	ボディ長	オフセット長	ネック長
6276-3-001	Size 1	70mm	34mm	46mm
6276-3-002	Size 2		36mm	48mm
6276-3-003	Size 3		40mm	54mm
6276-3-004	Size 4		44mm	59mm
6276-3-005	Size 5			
6276-3-006	Size 6			
6276-3-007	Size 7			



プラズマステム*1		
カタログ番号	ステム径	ステム長
6276-5-011	11mm	127mm
6276-5-012	12mm	
6276-5-013	13mm	
6276-5-014	14mm	
6276-5-015	15mm	
6276-5-016	16mm	
6276-5-017	17mm	
6276-5-018	18mm	
6276-5-019	19mm	
6276-5-020	20mm	
6276-5-021	21mm	
6276-5-022	22mm	
6276-5-023	23mm	


コニカルステム*2		
カタログ番号	ステム径	ステム長
6276-7-014	14mm	155mm
6276-7-015	15mm	
6276-7-016	16mm	
6276-7-017	17mm	
6276-7-018	18mm	
6276-7-019	19mm	
6276-7-020	20mm	
6276-7-021	21mm	
6276-7-022	22mm	
6276-7-023	23mm	

* グリッドプラスト加工

医療機器承認番号 販売名

*1 22400BZX00316000 リストレーションモジュラーヒップシステム

*2 22400BZX00322000 リストレーションモジュラーE



Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

製造販売業者

日本ストライカー株式会社

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

Literature Number: HE1-139

YN/MI 1m 10/18

Copyright © 2018 Stryker

Printed in Japan

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site
www.stryker.co.jp/mp2/