

# The Mill



- ▶ ニーズに応じたブレードラインナップ
- ▶ 均一な骨の粒子化

# The Mill

- ・ニーズに応じたブレードラインナップ
- ・簡便なブレードセットアップ
- ・均一な骨の粒子化
- ・CORE2 コンソールとの接続が可能
- ・ドリル・骨鋸類との同時使用が可能



The Mill 本体  
5400-700-000\*



Mill 用 ブレード



Mill 用  
ファインブレード  
5400-702-000\*  
3.2 mm



Mill 用  
ミディアムブレード  
5400-701-000\*  
5.0 mm



Mill 用  
コースブレード  
5400-703-000\*  
8.0 mm



専用コンソールとの接続



CORE2 コンソールとの接続も可能

カタログ番号	製品名	規格
5400-700-000*	The Mill 本体	
5400-750-000*	Mill用 コンソール	
5400-704-000*	Mill用 ケーブル	
5400-705-000	Mill用 滅菌ケース	

カタログ番号	製品名	規格
5400-702-000*	Mill用 ファインブレード	3.2 mm (5ヶ入)
5400-701-000*	Mill用 ミディアムブレード	5.0 mm (5ヶ入)
5400-703-000*	Mill用 コースブレード	8.0 mm (5ヶ入)



Mill 用 滅菌ケース  
5400-705-000



Mill 用 コンソール  
5400-750-000\*

医療機器届出番号 販売名  
\* 13B1X10209000792 骨用ミル

## Japan

この印刷物はストラライカー社の製品を掲載しています。全てのストラライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストラライカー社製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

®マークの付いた製品名は、ストラライカーグループの登録商標です。

Literature Number: NE1-31  
HS/SE 1m 03/19

Copyright © 2019 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本ストラライカー株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー  
P 03 6894 0000

www.stryker.co.jp

医療従事者向けサイト: Stryker medical professional site  
www.stryker.co.jp/mp2/