

# Power Tools Attachment Guide



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
ハドソン	4405-213-000(POWEReam)*	4103-213-000 (リーマー)	6203-113-000
		4103-413-000 (リーマー)	



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
ハドソン	OR-4100-135 (ドリル)	4103-135-000 (ドリル)	6203-135-000
改良型トリンクル	OR-4100-235 (リーマー)	4103-235-000 (リーマー)	
	4405-235-000(POWEReam)*	4103-435-000 (リーマー)	



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
改良型トリンクル	なし	なし	6203-150-000



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
トリンクル	OR-4100-160 (ドリル)	4103-160-000 (ドリル)	6203-160-000
	OR-4100-260 (リーマー)	4103-260-000 (リーマー)	
	4405-260-000(POWEReam)*		



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
AOスモール(スモールシンセス)	OR-4100-110 (ドリル)	4103-110-000 (ドリル)	6203-110-000



\* コードレス・ドライバー 4 のみ対応



# Power Tools Attachment Guide



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
T ラッチ	4100-120-000 (ドリル)	なし	なし



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
J ノッチ	4100-600-000 (ドリル)	なし	なし
	4100-700-000 (ドリル)		



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
DHS / DCS クイックロック (シンセス DHS)	4100-215-000 (リーマー)	なし	6203-215-000



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
AO ラージ (シンセス ASIF)	OR-4100-210 (リーマー)	4103-210-000 (リーマー)	6203-210-000
	4405-210-000 (POWEReam)*		



アクセサリ形状	コードレス・ドライバー	System 4 / 5	System 6 / 7
トライアスロン	なし	なし	6203-170-000



\* コードレス・ドライバー 4 のみ対応

この印刷物はstrykerの製品を掲載しています。全てのstryker製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載の仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。stryker製品についてご不明な点がございましたら、弊社までお問合せください。

@マークの付いた製品名は、strykerグループの登録商標です。

Literature Number: IT1-97  
YN/MI 5m 08/16

Copyright©2016 Stryker  
Printed in Japan

製造販売業者

**日本stryker株式会社**

112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー

tel: 03-6894-0000

www.stryker.co.jp

・医療従事者向けサイト-stryker Medical Professional Site

www.stryker.co.jp/mp2/