

Intelligent Photonics™

Invuity®

Illuminated instruments



Invuityが開発した Intelligent Photonics デバイスは、手術腔内を直接可視化し、精度・効率・安全性を高める可能性を提供します。

当社の技術を、広範囲の均一な照明を提供する最新の非導電性開創器システム及びハンドヘルドデバイスに統合することにより、暗い手術腔内でも、広範囲で精度の高い可視化を可能にしています。

Designed to illuminate

Eikon® LT

非導電性照明開創器システム

Eikon レトラクターは極めて軽量で、容易に操作、開創できることを目的とした、持ち上がった先端部を特徴とする開創器システムである。乳癌及び再建、甲状腺癌、一般外科を想定して設計されている。

優れた腔内の視覚化

- 明るく、立体的で、均一な照明
- 低温技術

非導電性強化ポリマー

- 電気手術装置からのアーク放電による熱傷が生じない
- 高強度及び超軽量

Eikon レトラクターは、乳首を温存する乳腺切除術を行おうとする外科医にとって、様々なメリットを提供する装置である。光ファイバーライトで稀に見られるやけどや火災の危険の心配がなく、良好な視野が得られるため、手術時間を短縮することをサポートします。



高度なエルゴノミクスデザイン

- 様々なポジションに対応
- 突出部の少ない設計により、深く暗い手術腔内でも効率的な作業が可能

組織を傷つけないブレード

- ブレードの縁が滑らかで、組織の外傷が生じにくい
- 滑りが生じにくい、先端の歯型オプションを用意



カタログ番号	製品名	規格
104008*1	フォトンガイド	ナロー/フラット
104015*1	フォトンガイド	ワイド/フラット
C135NT*2	EIKONLT レトラクター	135mm ナロー 歯型
C135SH*2	EIKONLT レトラクター	135mm スイートハート
C135T*2	EIKONLT レトラクター	135mm 歯型
C135W*2	EIKONLT レトラクター	135mm ワイド
C135WT*2	EIKONLT レトラクター	135mm ワイド 歯型
C175T*2	EIKONLT レトラクター	175mm 歯型
C50T*2	EIKONLT レトラクター	50mm 歯型
C90NT*2	EIKONLT レトラクター	90mm ナロー 歯型
C90T*2	EIKONLT レトラクター	90mm 歯型
C90WT*2	EIKONLT レトラクター	90mm ワイド 歯型
ST2B	EIKONLT 滅菌トレイ	2 段

* 全製品のラインナップは「Stryker's Product Information MPI19-16R」をご参照ください。



	医療機器届出番号	販売名
*1	13B1X10209000931	フォトンガイド
*2	13B1X10209000932	Invuity Eikon LT レトラクター

Japan

この印刷物はストライカー社の製品を掲載しています。全てのストライカー社製品は、ご使用前にその添付文書・製品ラベル・取扱説明書をご参照ください。この印刷物に掲載されております仕様・形状は改良等の理由により、予告なしに変更されることがあります。ストライカー社製品についてご不明な点がありましたら、弊社までお問合せください。

Literature Number: ED1-156
YN/MI 2m 07/19

Copyright © 2019 Stryker
Printed in Japan

製造販売業者
日本ストライカー株式会社
112-0004 東京都文京区後楽2-6-1 飯田橋ファーストタワー
P 03 6894 0000

www.stryker.com/jp

医療従事者向けサイト: [Stryker medical professional site](http://Strykermedicalprofessional.com)
www.stryker.com.jp/mp2/